

Modelo: FMS-351H, FMS-351HJ, FMS-351H-CA, FMS-351HBK,
FMS-351HBKJ-LPK, FMS-351HBKJ-HSN, FMS-351H-CM, FMS-351HJ-CM-HSN,
FMS-351H-PU FMS-351HJ-PU-HSN, FMS-351H-RD FMS-351HJ-RD-HSN,
FMS-351HSV, FMS-351HSVJ-LPK

Tómese un momento ahora. Registre su producto en www.homedics.com/register Su valioso aporte sobre este producto nos ayudará a crear los productos que usted desea en el futuro.

MANUAL DE INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD. AL USAR PRODUCTOS ELÉCTRICOS, ESPECIALMENTE CUANDO HAY NIÑOS PRESENTES, SE DEBEN SEGUIR SIEMPRE PRECAUCIONES BÁSICAS DE SEGURIDAD, INCLUIDAS LAS SIGUIENTES:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO.

PELIGRO – PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA:

• Siempre desenchufe este aparato del tomacorriente inmediatamente después de utilizarlo, y antes de limpiarlo. • No intente agarrar un aparato que haya caído en el agua. Desenchúfela inmediatamente. • NUNCA utilice pasadores u otros broches metálicos con este aparato.

ADVERTENCIA – PARA REDUCIR EL RIESGO DE QUEMADURAS, INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA, O LESIONES PERSONALES:

• Un producto NUNCA debe dejarse sin atención cuando está conectado. Desconéctelo del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de poner o quitar piezas o aditamentos. • No debe ser utilizado por niños. • Es necesario mantener una vigilancia estrecha cuando esta unidad es usada por o cerca de niños, personas inválidas o discapacitadas. • NO lo utilice en exteriores. • Utilice este producto sólo para el uso previsto que se describe en este manual. NO utilice accesorios no recomendados por HoMedics®, en especial accesorios no provistos con la unidad. • NO traslade el aparato jalándolo del cable de alimentación ni utilice el cable de alimentación como asa. • NUNCA opere este aparato si el enchufe o el cable están dañados, si no está funcionando correctamente, si se ha caído o dañado, o si se cayó al agua. Devuélvalo al Centro de Servicio de HoMedics® para su revisión y reparación. • Mantenga el cable alejado de superficies calientes. • NUNCA opere el producto con las aberturas de aire bloqueadas. Mantenga las aberturas de aire libres de pelusa, pelo y similares. • NUNCA deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna abertura. • NO lo opere en donde se estén utilizando productos en aerosol, o en donde se esté administrando oxígeno. • NO se pare sobre él ni sobre el producto. Use sólo mientras está sentado. • NO lo opere bajo una cobija o una almohada. Puede calentarse excesivamente y causar un incendio, una descarga eléctrica o lesiones a personas. • Para desconectarlo, ponga todos los controles en la posición de apagado, y a continuación, quite el enchufe del tomacorriente. • Utilice las superficies calientes con cuidado. Pueden causar quemaduras serias. NO lo utilice sobre áreas de la piel que sean insensibles, o en presencia de mala circulación. El uso sin atención del calor por niños o personas incapacitadas puede ser peligroso. • NO utilice el masajeador muy cerca de ropa holgada ni de joyería. • Mantenga el pelo largo alejado del masajeador mientras está en uso.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

PRECAUCIÓN – LEA CUIDADOSAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZARLO.

• Consulte a su médico antes de utilizar este producto, si: - Está embarazada - Tiene alguna preocupación en relación con su salud • No se recomienda para ser utilizado por diabéticos. • NUNCA deje la unidad sin atención, especialmente si hay niños presentes. • NUNCA cubra la unidad mientras se encuentre en funcionamiento. • Si en algún momento siente dolor o prurito, descontinúe el uso y consulte con su médico. • NO utilice este producto por más de 15 minutos por vez. • El uso extendido podría llevar al calentamiento excesivo del producto y acortar su vida. En caso que esto ocurra, descontinúe el uso y permita que la unidad se enfríe antes de operarla. • NUNCA use este producto directamente sobre áreas inflamadas o hinchadas, o sobre erupciones cutáneas. • NO use este producto como sustituto de la atención médica. • NO use este producto antes de irse a la cama. El masaje tiene un efecto estimulante y puede demorar el sueño. • NUNCA use este producto mientras esté en la cama. • Este producto NUNCA debe ser utilizado por ningún individuo que sufra de ninguna dolencia física que limite la capacidad del usuario para operar los controles. • Este producto NO debe ser utilizada por niños o inválidos sin la supervisión de un adulto. • Este producto es únicamente para uso en el hogar. • Este producto no está diseñado para su uso en automóviles. **NOTA:** Esta unidad podría apagarse después de un periodo prolongado de uso. Es posible que el LED permanezca encendido. Si la unidad se sobrecalienta, desenchúfela y déjala enfriar durante 30 minutos antes de volver a enchufarla y seguir usándola.

INSTRUCCIONES PARA EL USO

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, esta unidad está equipada con un enchufe polarizado (una pata más ancha que la otra). Esta clavija encajará en un tomacorriente

polarizado sólo en una determinada posición. En caso de que el enchufe no encaje del todo en el tomacorriente, invertir la posición del enchufe. Si aún así no encaja, llame a un electricista calificado para instalar el tomacorriente apropiado. No cambie el enchufe por ningún motivo.



Fig. 1

1. Conéctelo en un tomacorriente de 120 voltios. 2. Es muy recomendable que use calcetines mientras usa este masajeador de pies. No utilice la unidad con zapatos. 3. Coloque el masajeador en el suelo frente a su silla o asiento y ponga los pies en el masajeador. 4. Para activar el masaje, presione el botón Encendido (Power) una vez (Fig. 1). El botón se iluminará en color blanco para confirmar su selección. La unidad empezará con aire y amasado a baja intensidad.



Fig. 2

BOTÓN DE MODO

1. Al presionar el botón MODO la unidad inicia con aire y amasado en baja intensidad. Ambos lados del botón se iluminarán (Fig. 2). 2. Si vuelve a presionar el botón, cambiará la unidad a aire solamente. El lado derecho del botón MODO se iluminará en verde. 3. Al presionar el botón una segunda vez, la unidad cambiará a únicamente amasado. El lado izquierdo del botón MODO se iluminará en azul. 4. Al presionar el botón una vez más la unidad retornará a aire y amasado. Los botones de intensidad de "AIRE", "MODO" y "AMASADO" estarán iluminados. NOTA: Puede ajustar la intensidad del aire o la presión del amasado al presionar el botón (Fig. 2) AIRE/AMASADO (AIR/KNEAD).



Fig. 3

BOTÓN DE INTENSIDAD DEL AIRE

1. Presionar el botón de intensidad del "AIRE" le permitirá ajustar la intensidad de la presión de aire (qué tan firmemente apretará sus pies) (Fig. 3). 2. Al encenderlo por primera vez, la intensidad del aire iniciará en el ajuste más bajo con el botón iluminado de un color verde tenue. 3. Al presionar nuevamente, el botón cambiará la presión a media en el pie, indicada por un verde más brillante. 4. Al presionar el botón una tercera vez cambiará a la presión alta, indicada por el verde más brillante. 5. Al presionar el botón una vez más, la presión volverá a su valor más bajo.



Fig. 4

BOTÓN DE INTENSIDAD DEL AMASADO

1. Al presionar el botón de intensidad del "AMASADO", podrá ajustar la intensidad del mecanismo de masaje (Fig. 4). 2. Al encenderlo por primera vez, la intensidad del "AMASADO" iniciará en el ajuste más bajo con el botón iluminado de un color azul tenue. 3. Al presionar nuevamente el botón cambiará la intensidad del masaje a media, indicada por un azul más brillante. 4. Al presionar el botón una tercera vez cambiará a la intensidad alta, indicada por el azul más brillante. 5. Al presionar el botón una vez más, la intensidad volverá a su valor más bajo.



Fig. 5

BOTÓN DE CALOR

1. Para activar el calor calmante, primero seleccione AIRE o AMASADO. A continuación, presione el botón "CALOR" y se iluminará en color rojo (Fig. 5). 2. Para apagar el calor, vuelva a presionar el botón y la luz roja se apagará. NOTA: Para su seguridad, el calor no se puede encender a menos que un programa de aire y/o amasado esté seleccionado. Cuando haya terminado, apague (off) la unidad y desenchúfela.

MANTENIMIENTO

ALMACENAMIENTO. Coloque el cojín masajeador en su caja, o en un lugar fresco y seco. Evite el contacto con bordes afilados u objetos puntiagudos. Para evitar que se rompa, no envuelva el cable de energía alrededor de la unidad. NO cuelgue la unidad del cable de corriente.

PARA LIMPIAR EL COJÍN MASAJEADOR. Desconecte la unidad y permita que se enfríe antes de limpiarla. Limpie sólo con una esponja suave, ligeramente húmeda. NUNCA permita que agua u otros líquidos entren en contacto con la unidad. • NO la sumerja en ningún líquido para limpiarla. • NUNCA utilice limpiadores abrasivos, cepillos o químicos fuertes que pudieren o no ser inflamables y/o dañar el producto para limpiarlo. • NO trate de reparar el aparato. No hay partes que puedan recibir mantenimiento del usuario. Para obtener servicio, póngase en contacto con el número telefónico de Relaciones con el Cliente que aparece en la Sección de Garantía (Servicio no válido en México).

PARA LIMPIAR LOS FORROS LAVABLES. Abra la cremallera y retire los forros lavables. Lave únicamente a mano, utilizando agua fría y un detergente suave. Para secar, extiéndalo en una superficie horizontal. • NO utilizar cloro. • NO planchar. • NO lavar en seco.

MASAJEADOR DE PIES

Marca: HoMedics • Modelo: FMS-351H, FMS-351HJ, FMS-351H-CA, FMS-351HBK, FMS-351HBKU-1PK, FMS-351HBKU-HSN, FMS-351H-CM, FMS-351H-CM-HSN, FMS-351H-PU FMS-351H-PU-HSN, FMS-351H-RD FMS-351HJ-RD-HSN, FMS-351HVS, FMS-351HSVJ-1PK

Especificaciones eléctricas: 120 V ~ 60 Hz 40 W

Tenga cuidado al usar este producto cerca de cigarrillos o flamas. No lo use nunca mientras duerme. No deben utilizar este producto personas con diabetes, deficiencias sensoriales, o incapacidad para operar los controles. Si no se siguen las instrucciones, puede haber riesgo de incendio o lesión. El uso inadecuado puede provocar quemaduras. El aparato tiene una superficie caliente. Las personas insensibles al calor deben tener cuidado en el uso del aparato.

Advertencia: Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguetes.

Si el cordón de alimentación es dañado, éste debe sustituirse por el fabricante, por su agente de servicio autorizado o por personal calificado con el fin de evitar un peligro.

NOM

NODOS ROTATORIOS PARA MASAJE

Para las plantas de los pies y los arcos cansados.

MASAJE DE COMPRESIÓN

El masaje de compresión presiona los pies a profundidad con un movimiento rítmico parecido al de una ola.

MASAJE DE AMASADO

El masaje de amasado simula 2 manos presionando con firmeza, y moviéndose lentamente hacia adelante y hacia atrás en las plantas de los pies.

FUNDAS REMOVIBLES QUE

PUEDEN LAVARSE

Abra la cremallera de la tela para limpiarla. Vea las instrucciones de cuidado en la página 2.

PANEL DE CONTROL

MANEJO DEL CABLE INTEGRADO

ENCENDIDO

Para encender la función de masaje, presione primero el botón de encendido. El indicador LED se iluminará en blanco y confirmará su selección. Para apagar la función de masaje, vuelva a presionar el botón.

INTENSIDAD DEL AMASADO

Elija la intensidad de amasado baja, media o alta.

INTENSIDAD DEL AIRE

Elija la intensidad de compresión baja, media o alta.

CALOR

Para seleccionar la función de calor relajante, cuando el masaje esté activado, presione el botón "CALOR". Para anular la selección, vuelva a presionar el botón de CALOR y la luz LED correspondiente se apagará. Para su seguridad, el calor únicamente se puede encender cuando el masaje esté activado.

MODO

Activa solo el aire, solo el amasado o una combinación de ambos.

